

Lithotomy Position System KYRA STIRRUP

CLEAN™ 350 / 500

New! COMFORT™ 400

キラ スターラップ クリーン / コンフォート



～SSIの予防を製品側からサポート～

ウォータープルーフパッドとシリコン製ストラップの採用により、常に清潔で安全な環境をご提供します

～可動域拡大による新たな手技の確立を目指して～

これまでにない広い可動域を実現します
開放手術からロボット支援手術に至るまで、新たな手技環境をご提供します

～人間工学に基づいた高い操作性～

操作性を追求したハンドルデザインにより、容易なポジショニングを実現します

～患者さんに対するストレスを極限まで低減～

低反発ウレタンパッドとラウンド形状のブーツデザインの採用により、患者さんの足を優しくしっかり支えます

 KYRA
MEDICAL

2024年 新発売!!


COMFORT 400

ノン・フィンタイプ



ラウンド形状の柔軟なブーツと三層構造の低反発ウレタンパッドは患者様の足を優しくしっかり支えます。(CLEAN)

縫い目の無いシームレス・ウォータープルーフパッドにより汚れの沈着が無いためお手入れが容易で高い衛生性を保てます。(CLEAN)



従来品に比べ可動域は19%拡大します。



シリコン製ストラップは3万回の着脱試験をクリア。安定的な固定力が維持されます。また、汚れの吸着が無いため衛生的です。



容易で安全な着脱機構を搭載したクイックロック式クランプ。



ディスポーザブルブーツカバーもご用意しております。



安定性を重視したカート

品名	品番	
KYRA スターラップ本体	: KYRA CLEAN 350	KYRA3200
	: KYRA CLEAN 500	KYRA5200
	: KYRA COMFORT 400	KYRA7100
KYRA 専用クランプ	: KYRA SECURE-RELEASE CLAMP US	KYRA4100
	: KYRA SECURE-RELEASE CLAMP EU	KYRA4200
	: KYRA SECURE-RELEASE CLAMP JP	KYRA4500
KYRA 専用カート	: KYRA PURPLE STIRRUP CART	KYRA1000
KYRA 専用ブーツカバー	: KYRA SINGLE BOOT COVER (for 350/500)	KYRA8149

CLEAN350は体重159kg以下BMI30未満、CLEAN500は体重227kg以下BMI30以上を目安にお選びください。COMFORT400は体重181kg以下の適応となります。

