

# 新製品

## フケールパッド

CPMユニットに装着するパッドの「拭ける」タイプ

特徴：○ 清潔：アルコール液や次亜塩素酸液又は中性洗剤で表面を拭ける

○ 経済的：繰り返し使用可能

○ 快適：柔らかなレザー素材で患者さんに優しい感触



※フケールパッド装着時

### ● フケールパッド L4D 用



※フケールパッド装着時


### ● フケールパッド L4KD 用



お手入れについては、下記がご使用いただけます。

- ① アルコール（濃度 81.4%以下のエタノール）
- ② 次亜塩素酸ナトリウム（濃度 1.5%以下）
- ③ 中性洗剤

※お手入れ後は必ず、乾拭きして下さい。



品名：フケールパッド L4D 用

品番：L4-FP

定価：¥ 25,000（税別）



品名：フケールパッド L4KD 用

品番：L4K-FP

定価：¥ 25,000（税別）

本カタログに掲載の仕様、形状、価格等は改良などの理由により予告なしに変更する事が有ります

<お問い合わせ先 >

**ガデリウス・メディカル株式会社**

神戸テクニカルセンター

〒654-0027 神戸市須磨区千歳町 3-4-6 ナショナルビル 2F

TEL: 078-331-6627 FAX: 078-739-6648