

# L4D

CPM Unit Leg/L4D  
CPMユニット レッグ用/L4D

医療従事者からのご要望を反映した機能を搭載！  
ヒップ、ニー、アングルが同時に連動する L4D



L4D・L4KDの  
取扱説明動画は  
QRコードから！

## ベース部分をアルミフレームにして軽量化と安定性を両立

- 設定機能を全て集約したデジタルコントローラー
- ウォームアップ機能搭載
- タイマー機能搭載
- 軽量、10.9kg
- 静音設計
- 広いスピードレンジ  
30° / min ~ 210° / min
- 小児から成人まで広い適応身長  
・123cm ~ 195cm
- 広い可動域
  - ・ 4° ~ 100° (ヒップ)
  - ・ -10° ~ 135° (ニー)
  - ・ -25° ~ 45° (アングル)
- ヒップ、ニーと同時にアングルも連動可能
- 両サイドの高精度アングルセンサーが行う二重のアングルチェックで常に正確なアングル設定
- アングル調整を確認できる膝部と足関節部のゴニオメーター
- リバースオンロード / 安全機構
- 屈曲、伸張がスムーズ