



*Pedi*Stirrup

The latest in Paediatric Lithotomy Positioning



デンマーク・Opitek International ApS（オランダ・IMDS Holding B.V. 製造）社製小児外科手術用ポジショニングレッグサポートシステム「ペディスティラップ」は、小児泌尿器科手術における碎石位のポジショニングにおいて長時間の安定的かつ安全な固定を実現し、簡便なポジショニングで術者の最適な視野を確保し、術者の技術的・時間的ストレスの解消に役立ちます。

 **GADELIUS**

Established in Japan, 1907



※カートは別売り



Pedi Stirrup

- 手術中、小児の下肢をより安定的かつ安全な位置に固定できる。
- 手術台の遠端に小児の臀部を置くことができる。
- 手術野で外科医の視野がより良くなり、合併症のリスクが減る。
- 手術中に無菌状態で下肢の位置が簡単かつ安全に変えられるので、他の術式への移行（例：腹部から会陰部）がスムーズにできる。
- 標準的なすべての手術台のサイドレールに適合している。
- レーザーポインタを用いて、小児の脚の位置に応じた高さや配置の調整が可能。

最大許容値 身長：140cm 以下

体重：45kg 以下

アーム稼働範囲 340mm-600mm

スチール・バー高 最大 250mm

シューズ・サイズ 5 種類



医療機器届出番号：14B1X00004000080

本カタログに掲載の仕様、形状は、改良などの理由により予告なしに変更することがあります。
製品の色は印刷のため実際とは多少異なります。

GADELIUS

ガデリウス・メディカル株式会社
<http://www.gadeliusmedical.com>

- 東京本社
- 札幌営業所
- 名古屋営業所
- 神戸支店
- 福岡営業所

〒107-0052 東京都港区赤坂7-1-1 青山安田ビル4F
 〒065-0024 札幌市東区北24条東15-4-10 第2日弘ビル5F
 〒461-0001 名古屋市東区泉1-10-23 パムスガーデンPP 2F-213
 〒650-0001 神戸市中央区加納町4-4-17 ニッセイ三宮ビル15F
 〒810-0013 福岡市中央区大宮1-4-34 五常物産ビル3F

Tel: 03-5414-8753 Fax: 03-5414-8756
 Tel: 011-743-8870 Fax: 011-750-5660
 Tel: 052-950-5732 Fax: 052-950-5737
 Tel: 078-331-6673 Fax: 078-331-6642
 Tel: 092-522-2988 Fax: 092-522-2895