

Lithotomy Position System

KYRA CLEAN™ 350 / 500 STIRRUP

キラ クリーン 350/500 スターラップ



～SSIの予防を製品側からサポート～

シームレス・ウォータープルーフパッドとシリコーン製ストラップの採用により、常に清潔で安全な環境をご提供します

～可動域拡大による新たな手技の確立を目指して～

これまでにない広い可動域を実現します
開放手術からロボット支援手術に至るまで、新たな手技環境をご提供します

～人間工学に基づいた高い操作性～


操作性を追求したハンドルデザインにより、容易なポジショニングを実現します

～患者さんに対するストレスを極限まで低減～

低反発ウレタンパッドとラウンド形状のブーツデザインの採用により、患者さんの足を優しくしっかり支えます

KYRA
MEDICAL

from the creators of the purple stirrup



従来品に比べ
可動域 19%拡大



ラウンド形状の柔軟なブーツと
三層構造の低反発ウレタンパッドは患者様の足を優しくしっかり支えます。



縫い目の無いシームレス・ウォータプルーフパッドにより汚れの沈着が無いためお手入れが容易で高い衛生性を保てます。



シリコン製ストラップは3万回の着脱試験をクリア。安定的な固定力が維持されます。また、汚れの吸着が無いため衛生的です。



容易で安全な着脱機構を搭載したクイックロック式クランプ。



ディスポーザブルブーツカバーもご用意しております。



安定性を重視したカート

品名	品番
KYRA スターラップ本体	: KYRA CLEAN 350 KYRA3200
	: KYRA CLEAN 500 KYRA5200
KYRA 専用クランプ	: KYRA SECURE-RELEASE CLAMP US KYRA4100
	: KYRA SECURE-RELEASE CLAMP EU KYRA4200
	: KYRA SECURE-RELEASE CLAMP JP KYRA4500
KYRA 専用カート	: KYRA PURPLE STIRRUP CART KYRA1000
KYRA 専用ブーツカバー	: KYRA SINGLE BOOT COVER for 350/500 KYRA8135

CLEAN350は体重159kg以下BMI30未満、CLEAN500は体重227kg以下BMI30以上を目安にお選びください
CLEAN350は日本人の体型を考慮しKYRA MEDICALと共同開発しました

